

# シルバーカーご利用時に**潜む危険!!**

・シルバーカーを安全にお使いいただくために**「必ず」**ご確認ください。




シルバーカーは**自立歩行が可能の方が**より安定して歩行できるように、補助的に使用する物です。

歩道などの段差》

## 段差 = 危険

段差を、**無理**に乗り越えないでください  
ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。



《ホームと列車の隙間

## 隙間 = 危険

押したまま、**絶対**に電車に  
乗らないでください

ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。



踏切レールの隙間》

## 隙間 = 危険

踏切横断時は、踏切レールの隙間に注意し、  
路線に対して**直角**に横断してください

ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。





《エスカレーター

# 利用厳禁

エスカレーターは、**絶対**に利用しないでください

ご自身がシルバーカーに置いていかれ、**転倒する恐れがあります。**

《駐車ブレーキ》

# かけ忘れ厳禁

着座時は、

**必ず** 駐車ブレーキをかけてください


シルバーカーが後方に移動し、**ご自身が転倒する恐れがあります。**



## ☑ みんなでチェックリスト

シルバーカーご使用前に「必ず」ご確認ください。

- 取扱説明書はお読みになりましたか？
- 組立は確実にできていますか？（組み立てロックなどのかけ忘れはないですか？）
- ハンドブレーキは確実に車輪を固定できていますか？
- 駐車ブレーキは確実に車輪を固定できていますか？
- 前輪キャスターは左右同じ可動範囲に設定できていますか？
- ハンドル高さは左右同じ高さに設定できていますか？
- 各部にヒビ、割れなどの破損はないですか？また、部品などの欠落はないですか？

 日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）「歩行器・歩行補助器部会」会員企業  
 アクションジャパン(株) / アロン化成(株) / おふいす・さいき / クリスタル産業(株) / (株)幸和製作所 / (株)島製作所 /  
 (株)星光医療器製作所 / 象印ベビー(株) / (株)竹虎 / タカノ(株) / (株)ニチイケアネット / パラマウントベッド(株) /  
 (株)フロンティア / (株)松永製作所 / リーマン(株)