

# つえご利用時に**潜む危険!!**

- 外は危険がいっぱい -

つえを安全にご利用いただくために **「必ず」** ご確認ください



つえは**自立歩行が可能の方が**

より安定して歩行できるように、補助的に使用する物です。

つえ先ゴムの滑り》  
(濡れた路面・凍結した路面等)

## 路面 = 注意

つえをつく時、**濡れた路面** 等には  
必ずご注意ください。

ご自身がバランスを崩し、  
転倒する恐れがあります。



つえ先のはまり》(グレーチング・  
踏切道内のレールと路面との隙間等)

## 隙間 = 危険

隙間等、**絶対に** つかないでください。

つえ先がはまり込み、ご自身がバランスを崩し、  
転倒する恐れがあります。





つえの正しい使い方》(持ち方)

# 間違った持ち方=危険

間違った持ち方を**絶対に**しないでください。

**ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。**




つえの正しい使い方》(つき方)

# 間違ったつき方=危険

間違ったつき方を**絶対に**しないでください。

**ご自身がバランスを崩し、転倒する恐れがあります。**



約 30  
〜  
40 度  
(目安)

前外方向  
約 20 cm  
(目安)

## ☑ みんなでチェックリスト

つえご使用前に「必ず」ご確認ください。

- 取扱説明書はお読みになりましたか？
- つえ先ゴムの摩耗や劣化はありませんか？
- つえの長さは適切に調節されていますか？
- 長さ調節付のつえは調節部が確実に固定されていますか？
- 持ち手や支柱にひび割れやぐらつき等ありませんか？



日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）「歩行器・歩行補助器部会」会員企業  
アクションジャパン(株) / アロン化成(株) / クリスタル産業(株) / (株)幸和製作所 / (株)島製作所  
(株)星光医療器製作所 / 象印ベビー(株) / (株)竹虎 / パラマウントベッド(株) / (株)松永製作所

